

To Deans, HoFAs, HOSs, Directors of Research Institutes
From Dr Melanie Taylor, Head of Safety Services
Date 14 October 2013
cc Mr W Spinks, Prof N Thakker, Dr D Barker, School Safety Advisors, Safety Representatives
Reference Safety Circular 3/2013, rev 1 - including advice re neutralisation

Plastic bottles of concentrated nitric acid

Urgent action required: please

- check all stocks of concentrated nitric acid supplied in plastic bottles by Thermo Fisher Scientific (Global Chemicals)
- quarantine 2.5 litre Winchester black plastic bottles more than 3 years old with Fisher batch/lot references 11xxxxx or lower
- DO NOT handle by the neck or stopper
- Arrange for local neutralisation and disposal. Please take particular care when handling, as the weakness is associated with the neck/stopper area.

Further to the issue of Safety Circular 3/2013, I am aware that the actions required above are being undertaken and a number of schools have found such bottles (or older ones) and have contacted Fisher directly. Thank you.

I have received some clarification and had further communications with Fisher Scientific. There have been two incidents at the University, one in Feb 13 and one in Sept 13, together involving 3 bottles from the same batch. The cause(s) of the failures are still being investigated.

Fisher have provided the following statement:

"... the latest incident has highlighted that there may be several bottles which are stored in laboratories on site which have not been removed. To avoid any potential handling issues that may lead to injury, we are keen to ensure that any bottles in your stock (from all areas, and beyond 3 years Mfg date) are removed immediately.

We therefore propose to offer free of charge replacements for any plastic concentrated Nitric acid bottles that have a Batch/Lot reference starting with 11xxxxx or lower.

As there is a potential risk to transporting the affected bottles, we would ask that they are disposed of on-site, with the appropriate care taken when opening in case the top has weakened to the point of shearing.

We anticipate that the number of bottles still in circulation will be low but wish to ensure that we act proactively as a supplier to reduce the risk to the staff and the students of Manchester University."

Please contact Fisher Scientific (evelyn.stevenson1@thermofisher.com) to arrange replacements, supplying the batch number of any bottle.





Additional information.

1. Neutralisation of conc nitric acid – advice from Elaine Armstrong, School of Chemistry is:

In a 2 litre beaker, add 1 litre of water and add 100ml acid to the water (DO NOT add water to acid). Then treat the diluted solution by adding sodium or potassium bicarbonate or carbonate gradually (solid is fine, bicarb is more gentle) in a fume hood. There will be fizzing as CO₂ is given off, and the reaction vessel may raise in temperature by a degree or two. When the acid is neutralised - no more CO₂ given off, litmus paper neutral, the solutions may be disposed of down the sink with plenty of running water. Repeat as necessary.

2. The bottle labeling has changed significantly since 2012, and now includes a statement to "Use within 18 months of packing date", with the packing date included on the label (see image below). This reflects changes in transport regulations which bind Fisher and all suppliers. Since we are now aware than consumption of 2.5 litre bottles in some labs may take considerably longer than 18 months, please consider ordering in smaller volumes. Please note also that the transport regulations require conc nitric acid to be supplied in plastic, not glass bottles, so the option of changing to glass is not available.

Label supplied by Fisher, 10 October 2013.

 <p>EN: DANGER. May intensify fire; oxidizer. May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED, rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES, Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.</p> <p>NL: GEVAAR. Kan brand bevorderen, oxidierend. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenscherming/gezichtsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIPOISONCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>DE: GEFÄHR. Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. Kann gegenüber Metalle n korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>FR: DANGER. Peut aggraver un incendie; comburant. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de protection des vêtements de protection un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LE S YEU: rincer avec précaution à l'eau pendant plus leurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>For laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food or household use. Do not transfer to an unmarked container</p>	 <p>HNO₃ MW:63.01 EC: 231-714-2 UN2031</p> <p>Net: 2.5 L Code: N/2300/PB17 Lot: SAMPLE</p> <p>Nitric acid S.G. 1.42 (70%)</p> <p>Analytical reagent grade</p> <p>Saltpeterzuur Salpetersäure 70% Acide nitrique (d = 1.42) 70%</p> <p>Packing Date : 10/10/2013 Use within 18 months of packing date Store cool and dry Date opened ___ / ___ / ___</p> <p>Fisher Scientific UK, Bishop Meadow Road, Loughborough, Leics. LE11 5RG, UK. T. +44(0)1509 231166 F. +44(0)1509 231893. www.fisher.co.uk email: fisherchemical@thermofisher.com</p>	<p>Lot Analysis See catalogue for detailed specification CoA available on request from Fisher web site</p> <table border="1"> <tr> <td>SAMPLE</td> <td>SAMPLE</td> </tr> </table> <p>Scan for reader</p> 	SAMPLE	SAMPLE
		SAMPLE	SAMPLE	
<p>UN Regulations prohibit transport of nitric acid >55% in HDPE containers 2 years from their date of manufacture</p> 				

Dr Melanie Taylor
Head of Safety Services